


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D75

UTM X: 643992


UTM Y: 3239505



TAMICES ASTM		Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	0,00 (0 %C)	0,0%	100,0%
n°10	2 mm	0,05 (100 %C)	0,0%	100,0%
n°18	1 mm	0,38 (100 %C)	0,4%	99,6%
n°25	0,71 mm	1,00 (100 %C)	1,4%	98,6%
n°35	0,5 mm	3,67 (0 %C)	5,1%	94,9%
n°60	0,25 mm	62,76 (0 %C)	67,9%	32,1%
n°80	0,18 mm	25,99 (0 %C)	93,8%	6,2%
n°120	0,125 mm	5,82 (0 %C)	99,7%	0,3%
n°230	0,063 mm	0,24 (0 %C)	99,9%	0,1%
Finos	<0,063 mm	0,10 (0 %C)	100,0%	0,0%

% FINOS	0,10%
% CASCAJO	1,43%
D16	0,452
D50	0,318
D84	0,206
Media	0,325
σ	0,123
M. distribuc.	0,329

MODA ARENAS MEDIAS



	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm