


ANALISIS GRANULOMETRICOS

MUESTRA: D52


UTM X: 642000

UTM Y: 3226001



TAMICES ASTM	Peso retenido (gramos)	% Retenido	% Que pasa
n°4	4,75 mm	0,35 (100 %C)	0,4%
n°10	2 mm	0,14 (100 %C)	0,5%
n°18	1 mm	0,21 (100 %C)	0,7%
n°25	0,71 mm	1,56 (100 %C)	2,3%
n°35	0,5 mm	9,43 (0 %C)	11,7%
n°60	0,25 mm	64,75 (0 %C)	76,5%
n°80	0,18 mm	9,57 (0 %C)	86,0%
n°120	0,125 mm	4,75 (0 %C)	90,8%
n°230	0,063 mm	8,94 (0 %C)	99,7%
Finos	<0,063 mm	0,28 (0 %C)	100,0%

% FINOS	0,29%
% CASCAJO	2,27%
D16	0,476
D50	0,348
D84	0,192
Media	0,339
σ	0,142
M. distribuc.	0,334



MODA ARENAS MEDIAS

	D50	
Cantos y gravas	>2	mm
Arena muy gruesa	1-2	mm
Arena gruesa	0,5-1	mm
Arena media	0,25-0,5	mm
Arena fina	0,125-0,25	mm
Arena muy fina	0,062-0,125	mm
Fango	<0,062	mm